


# Voyager II

## "Voyager II (L)" Dental System

Das Behandlungskonzept für Links- und Rechtshänder: Durch eine einzigartige Schwenkfunktion können Arzttisch und Speifontäne leicht und in Minutenschnelle auf jede Seite des Patientenstuhles umpositioniert werden.



Dentale Funktionalität, modernes Design und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis sind in diesem "Voyager"-Konzept in vorbildlicher Weise vereint worden.

Der höhenverstellbare Arzttisch ist mit einem Kleinbild-Röntgenfilmbetrachter und einer 3-Wege-Spritze ausgestattet und kann sowohl mit elektrisch als auch mit luftbetriebenem Mikromotor ergänzt werden. Weitere Optionen sind ein Zahnstein-Entfernungsgerät und ein Turbinenanschluss. Alle Instrumente sind für Licht vorgesehen. Die Anordnung des Schwingarmes des Arztelementes erlaubt eine Behandlungsposition von 8.00 bis 14.00 h.

Die "Voyager" besitzt ein hygienisches Porzellanspei-becken mit manuellem, zeitgesteuertem Warmwasserglasfüller und Speibeckenspülung. Das Helferinnenelement ist mit einem Speichelzieher und großem Sauger ausgerüstet und kann mit einer Helferinnenspritze ergänzt werden.

Der Patientenstuhl hat zwei Arbeits-, eine Ausstiegs- und eine Spülposition (LP). Die Stuhlverstellung erfolgt über einen elektrohydraulischen Antrieb, auf den Belmont eine Garantie von 5 Jahren gewährt.

Weitere Ausstattungsvarianten sind auf Wunsch lt. unserer Preisliste möglich.



 **Belmont**<sup>®</sup>

Takara Company Europe GmbH

Berner Str. 18

60437 Frankfurt

Telefon: 069/ 5072061

Fax: 069/ 5072543

e-mail: dental@takara-belmont.de